

GLOVE BOX

On utilise la Glove Box pour les substances sensibles à l'oxygène ou toxiques, ainsi que pour les principes actifs très puissants (score OEB de 4 à 5). Elle satisfait aux exigences les plus strictes en matière de protection au travail et permet un remplissage dans une atmosphère inerte.

Les remplissages dans la Glove Box sont possibles à partir d'une taille de conditionnement de 500 mg et jusqu'à 500 g (à l'exception des cytostatiques). De même, un conditionnement bag-in-bag est possible. L'installation a été entièrement qualifiée et validée et sert à remplir des principes actifs dans des conditions de GMP (espace intérieur ISO 7 au repos).



* Les principes actifs très puissants sont des principes actifs pharmaceutiques efficaces à très faibles concentrations. 0,2 milligrammes par kilogramme de poids corporel ou 10 milligrammes par jour maximum suffisent pour obtenir un effet thérapeutique significatif. Les hormones comptent par exemple parmi les principes actifs très puissants.